

DESCRIZIONE PRESTAZIONE	CODICE REGIONALE PRESTAZIONE	TIPOLOGIA CAMPIONE	TIPOLOGIA RACCOLTA CONTENITORE/PROVETTA	TEMPI DI RISPOSTA (TAT)* Il numero dei giorni sono intesi come giorni lavorativi
BIOCHIMICA CLINICA				
ACIDI BILIARI	90.01.5_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT)	90.04.5_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
ALBUMINA	90.05.1_2	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
ALBUMINA [U]	90.05.1_3	URINE DEL MATTINO	FIALA STERILE PER ESAME URINE	2
ALDOSTERONE (CLINOSTATISMO)	90.05.3_2	PLASMA	PROVETTA EDTA TAPPO VIOLA - CAMPIONE DEDICATO – IN GHIACCIO	15
ALDOSTERONE (ORTOSTATISMO)	90.05.3_3	PLASMA	PROVETTA EDTA TAPPO VIOLA - CAMPIONE DEDICATO – IN GHIACCIO	15
ALFA 1 FETOPROTEINA (AFP)	90.05.5_2	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA	90.06.1_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
ALFA AMILASI	90.06.4_2	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
ALFA AMILASI [U] 24H	90.06.4_3	URINE DELLE 24 H	CONTENITORE STERILE PER RACCOLTA URINE 24 H	2

AMMONIO	90.07.5_0	PLASMA	PROVETTA EDTA TAPPO VIOLA - CAMPIONE DEDICATO – IN GHIACCIO	2
APOLIPOPROTEINA A1 (APO-A1)	90.08.4_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
APOLIPOPROTEINA B (APO-B)	90.08.5_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT)	90.09.2_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
BETA 2 MICROGLOBULINA	90.10.1_2	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
BILIRUBINA REFLEX (cut-off >1 mg/dL). Incluso: Bilirubina Diretta ed Indiretta	90.10.5_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
BILIRUBINA DIRETTA	90.10.7_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
C PEPTIDE - PROFILO POST PRANDIALE	90.11.1_3	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
C PEPTIDE - PROFILO PRE PRANDIALE	90.11.1_5	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
C PEPTIDE: dosaggio basale e dopo somministrazione e.v. di glucagone	90.11.2_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
CALCIO TOTALE	90.11.4_2	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
CALCIO TOTALE [U] 24H	90.11.4_3	URINE DELLE 24 H	CONTENITORE STERILE PER RACCOLTA URINE 24 H	2
CALCIO TOTALE [U]	90.11.4_4	URINE DEL MATTINO	FIALA STERILE PER ESAME URINE	2
CALCITONINA	90.11.5_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
CLORURO (CLORO)	90.13.3_2	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2

CLORURO (CLORO) [U]	90.13.3_3	URINE DEL MATTINO	FIALA STERILE PER ESAME URINE	2
CLORURO (CLORO) [U] 24H	90.13.3_4	URINE DELLE 24 H	CONTENITORE STERILE PER RACCOLTA URINE 24 H	2
COBALAMINA (VIT. B12)	90.13.5_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
COLESTEROLO LDL. Determinazione diretta	90.13.C_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
COLESTEROLO HDL	90.14.1_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
COLESTEROLO TOTALE	90.14.3_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
CORTICOTROPINA (ACTH) MATTINO	90.15.2_2	PLASMA	PROVETTA EDTA TAPPO VIOLA - CAMPIONE DEDICATO – IN GHIACCIO	5
CORTISOLO - MATTINO	90.15.3_2	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
CORTISOLO - POMERIGGIO	90.15.3_3	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
CORTISOLO [U] 24H	90.15.3_4	URINE DELLE 24 H	CONTENITORE STERILE PER RACCOLTA URINE 24 H	5
CREATINCHINASI (CPK O CK)	90.15.4_2	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
CREATINCHINASI (CPK O CK) - DOPO SFORZO	90.15.4_3	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
CREATININA	90.16.3_2	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
CREATININA [U]	90.16.3_4	URINE DELLE 24 H	CONTENITORE STERILE PER ESAME URINE 24 H	2
CREATININA [U] 24H	90.16.3_3	URINE DEL MATTINO	FIALA STERILE PER ESAME URINE	2

CREATININA CLEARANCE	90.16.4_0	SIERO E URINE	CALCOLO INDIRETTO	2
DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO (DEA-S)	90.17.2_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
DELTA 4 ANDROSTENEDIONE	90.17.3_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
CARBAMAZEPINA DOSAGGIO	90.17.C_10	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
ACIDO VALPROICO DOSAGGIO	90.17.C_11	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
BARBITURICI (DOSAGGIO)	90.17.C_12	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
BENZODIAZEPINE DOSAGGIO [U]	90.17.C_23	URINE DEL MATTINO	FIALA STERILE PER ESAME URINE	2
TEOFILLINA DOSAGGIO	90.17.C_32	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
ESTRADIOLO (E2)	90.19.2_2	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
ETANOLO	90.20.1_2	PLASMA	PROVETTA EDTA TAPPO VIOLA	2
FECI SANGUE OCCULTO (METODO IMMUNOLOGICO) - PRIMO CAMPIONE	90.21.4_2	FECI	CONTENITORE DEDICATO	3
FECI SANGUE OCCULTO (METODO IMMUNOLOGICO) - SECONDO CAMPIONE	90.21.4_3	FECI	CONTENITORE DEDICATO	3
FECI SANGUE OCCULTO (METODO IMMUNOLOGICO) - TERZO CAMPIONE	90.21.4_4	FECI	CONTENITORE DEDICATO	3
FENITOINA	90.17.C_13	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
FERRITINA	90.22.3_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2

FERRO	90.22.5_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
FOLATO (ACIDO FOLICO)	90.23.2_2	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
FOLLITROPINA (FSH)	90.23.3_2	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
FOSFATASI ALCALINA	90.23.5_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
FOSFATO INORGANICO (FOSFORO)	90.24.3_2	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
FOSFATO INORGANICO (FOSFORO) [U]	90.24.3_3	URINE	FIALA STERILE PER ESAME URINE	2
FOSFATO INORGANICO (FOSFORO) [U] 24H	90.24.3_4	URINE	CONTENITORE STERILE PER RACCOLTA URINE 24 H	2
GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI - GGT	90.25.5_2	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
GLUCOSIO DOSAGGIO SERIALE DOPO CARICO (0 e 120 minuti)	90.26.5_2	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
GLUCOSIO DOSAGGIO SERIALE DOPO CARICO IN GRAVIDANZA (0, 60 e 120 minuti)	90.26.5_3	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
GLUCOSIO	90.27.1_2	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
GLUCOSIO POST PRANDIALE	90.27.1_6	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
GONADOTROPINA CORIONICA (Subunità beta, molecola intera) (BETA HCG)	90.27.5_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
EMOGLOBINA GLICATA (HbA1c)	90.28.1_0	SANGUE INTERO	PROVETTA EDTA TAPPO VIOLA	2
IMMUNOGLOBULINE CATENE KAPPA E LAMBDA	90.28.4_2	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	3

IMMUNOGLOBULINE: CATENE KAPPA E LAMBDA [U]	90.28.4_3	URINE	FIALA STERILE PER ESAME URINE	3
CURVA INSULINICA DOPO CARICO DI GLUCOSIO	90.28.5_3	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	3
INSULINA	90.29.1_2	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	3
INSULINA PROFILO POST PRANDIALE PRECOCE	90.29.1_3	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	3
INSULINA PROFILO POST PRANDIALE TARDIVO	90.29.1_4	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	3
LATTATO DEIDROGENASI (LDH)	90.29.2_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
LIPASI	90.30.2_2	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
LIPASI [DRENAGGIO]	90.30.2_3	LIQUIDO DRENAGGIO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO - LIQ. PERICARDICO	90.30.4_10	LIQUIDO PERICARDICO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO + PROVETTA EDTA TAPPO VIOLA + CONTENITORE STERILE (per esame colturale)	2
LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO - LIQ. PLEURICO	90.30.4_12	LIQUIDO PLEURICO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO + PROVETTA EDTA TAPPO VIOLA + CONTENITORE STERILE (per esame colturale)	2
LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO - LIQ. ASCITICO	90.30.4_13	LIQUIDO ASCITICO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO + PROVETTA EDTA TAPPO VIOLA + CONTENITORE STERILE (per esame colturale)	2
LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO - LIQ. CEFALO-RACHIDIANO	90.30.4_4	LIQUIDO CEFALO-RACHIDIANO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO + PROVETTA EDTA TAPPO VIOLA + CONTENITORE STERILE (per esame colturale)	2
LIQUIDO SEMINALE [SPERMIOGRAMMA]	90.31.6_0	LIQUIDO SEMINALE	CONTENITORE STERILE PER URINOCOLTURA	3
LIQUIDO SINOVIALE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO	90.32.1_0	LIQUIDO SINOVIALE	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO + PROVETTA EDTA TAPPO VIOLA + CONTENITORE STERILE (per esame colturale)	2
LITIO	90.32.2_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2

MAGNESIO TOTALE	90.32.5_2	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
MAGNESIO TOTALE [U]	90.32.5_4	URINE	FIALA STERILE PER ESAME URINE	2
MICROALBUMINURIA 24 ore	90.33.4_2	URINE DELLE 24 H	CONTENITORE STERILE PER RACCOLTA URINE 24 H	2
MICROALBUMINURIA estemporanea early morning per calcolo ACR (albumin/creatinin ratio)	90.33.4_3	URINE DEL MATTINO	FIALA STERILE PER ESAME URINE	2
MIOGLOBINA	90.33.5_2	PLASMA	PROVETTA EPARINATO TAPPO VERDE	2
OMOCISTEINA	90.34.6_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	3
OSTEOCALCINA (BGP)	90.35.4_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	10
PARATORMONE (PTH) Molecola intatta	90.35.5_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
FATTORE NATRIURETICO DI TIPO B (BNP)	90.36.6_2	SANGUE INTERO	PROVETTA EDTA TAPPO VIOLA	2
POTASSIO	90.37.4_2	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
POTASSIO [U] 24H	90.37.4_3	URINE	CONTENITORE STERILE PER RACCOLTA URINE 24 H	2
POTASSIO [U]	90.37.4_4	URINE	FIALA STERILE PER ESAME URINE	2
PROGESTERONE	90.38.1_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
PROLATTINA (PRL)	90.38.2_3	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
PROLATTINA (PRL) - SECONDO CAMPIONE	90.38.2_4	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5

PROLATTINA (PRL) - TERZO CAMPIONE	90.38.2_5	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
PROTIDOGRAMMA (PROTIDEMIA FRAZIONATA, ELETTROFORESI PROTEICA, PROFILO PROTEICO)	90.38.4_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	3
PROTEINE [S]	90.38.5_2	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
PROTEINE [U]	90.38.5_3	URINE	FIALA STERILE PER ESAME URINE	2
PROTEINE [U] 24H	90.38.5_4	URINE	CONTENITORE STERILE PER RACCOLTA URINE 24 H	2
PROTEINE URINARIE (ELETTROFORESI DELLE URINE)	90.39.1_0	URINE	FIALA STERILE PER ESAME URINE	25
SODIO	90.40.4_2	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
SODIO [U]	90.40.4_3	URINE	FIALA STERILE PER ESAME URINE	2
SODIO [U] 24H	90.40.4_4	URINE	CONTENITORE STERILE PER RACCOLTA URINE 24 H	2
SOSTANZE D'ABUSO: OPIACEI (ESCLUSO NALTREXONE) DOSAGGIO	90.40.9_3	URINE	FIALA STERILE PER ESAME URINE	2
SOSTANZE D'ABUSO: METADONE DOSAGGIO	90.40.9_5	URINE	FIALA STERILE PER ESAME URINE	2
SOSTANZE D'ABUSO: COCAINA DOSAGGIO	90.40.9_6	URINE	FIALA STERILE PER ESAME URINE	2
SOSTANZE D'ABUSO: CANNABINOIDI DOSAGGIO	90.40.9_7	URINE	FIALA STERILE PER ESAME URINE	2
SOSTANZE D'ABUSO: AMFETAMINE DOSAGGIO	90.40.9_8	URINE	FIALA STERILE PER ESAME URINE	2
SOSTANZE D'ABUSO: METOSSIAMFETAMINE (ECSTASY) DOSAGGIO	90.40.9_9	URINE	FIALA STERILE PER ESAME URINE	2

TESTOSTERONE	90.41.3_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
TIREOGLOBULINA (TG)	90.41.5_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
TIREOTROPINA (TSH) TEST REFLEX	90.41.8_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
TIREOTROPINA (TSH)	90.42.1_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
TIROXINA LIBERA (FT4)	90.42.3_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
TRANSFERRINA	90.42.5_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
TRIGLICERIDI	90.43.2_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
TRIODOTIRONINA LIBERA (FT3)	90.43.3_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
URATO (ACIDO URICO)	90.43.5_2	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
URATO (ACIDO URICO) [U]	90.43.5_3	URINE	FIALA STERILE PER ESAME URINE	2
UREA (AZOTEMIA)	90.44.1_2	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
UREA [U] 24H	90.44.1_3	URINE	CONTENITORE STERILE PER RACCOLTA URINE 24 H	2
URINE ESAME COMPLETO Incluso: sedimento urinario	90.44.3_0	URINE	FIALA STERILE PER ESAME URINE	2
VITAMINA D (25 OH)	90.44.6_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	3
ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE (LAC) dRVV Test	90.46.5_2	PLASMA SODIO CITRATO	PROVETTA SODIO-CITRATO TAPPO AZZURRO-CELESTE	7

ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE (LAC) APTT Like Test (APTT-LA, SCT, KCT,...)	90.46.5_3	PLASMA SODIO CITRATO	PROVETTA SODIO-CITRATO TAPPO AZZURRO-CELESTE	7
ANTICORPI ANTI CENTROMERO (IFI)	90.47.F_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	20
ANTICORPI ANTI ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI (ENA). Test di screening	90.47.3_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	20
ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IgG)	90.47.5_2	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	20
ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IgM)	90.47.5_3	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	20
ANTICORPI ANTI JO1. Determinazione singola	90.47.7_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	20
ANTICORPI ANTI RNP. Determinazione singola	90.47.8_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	20
ANTICORPI ANTI Scl-70. Determinazione singola	90.47.9_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	20
ANTICORPI ANTI Sm. Determinazione singola	90.47.A_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	20
ANTICORPI ANTI SSA. Determinazione singola	90.47.B_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	20
ANTICORPI ANTI SSB. Determinazione singola	90.47.C_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	20
ANTICORPI ANTI CITRULLINA (peptide)	90.47.D_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	20
ANTICORPI ANTI ENDOMISIO	90.47.E_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	20
ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE (APCA)	90.48.1_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	20
ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (P-ANCA)	90.48.2_2	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	20

ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (C-ANCA)	90.48.2_3	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	20
ANTICORPI ANTI DNA NATIVO	90.48.3_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	20
ANTICORPI ANTI GLIADINA DEAMIDATA (IgG)	90.49.5_2	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	20
ANTICORPI ANTI GLIADINA DEAMIDATA (IgA)	90.49.5_3	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	20
ANTICORPI ANTI MICROSOMI (AbTMS) O ANTI TIREOPEROSSIDASI (AbTPO)	90.51.4_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
ANTICORPI ANTI MITOCONDRI (AMA)	90.52.1_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	20
ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA)	90.52.2_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	20
ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA)	90.52.4_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	20
ANTICORPI ANTI BETA2 GLICOPROTEINA I IgM	90.52.5_16	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	20
ANTICORPI ANTI BETA2 GLICOPROTEINA I IgG	90.52.5_17	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	20
ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI IgA	90.53.D_3	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	20
ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (AbTg)	90.54.4_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 (CA 125)	90.55.1_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
ANTIGENE CARBOIDRATICO 15.3 (CA 15.3)	90.55.2_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
ANTIGENE CARBOIDRATICO 19.9 (CA 19.9)	90.55.3_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5

ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO (CEA)	90.56.3_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO [PSA] REFLEX (cut-off <= 2,5 ng/ml - >= 10,0 ng/ml).	90.56.9_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	3
ANTITROMBINA FUNZIONALE (AT3)	90.57.5_0	PLASMA SODIO-CITRATO	PROVETTA SODIO-CITRATO TAPPO AZZURRO-CELESTE	2
COMPLEMENTO C3	90.60.2_3	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
COMPLEMENTO C4	90.60.2_5	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
D-DIMERO (EIA). Dosaggio con metodo immunometrico	90.61.4_0	PLASMA SODIO-CITRATO	PROVETTA SODIO-CITRATO TAPPO AZZURRO-CELESTE	2
EMOCROMO: ESAME EMOCROMOCITOMETRICO E CONTEGGIO LEUCOCITARIO DIFFERENZIALE Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV.	90.62.2_0	SANGUE INTERO	PROVETTA EDTA TAPPO VIOLA	2
FATTORE REUMATOIDE	90.64.2_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
FIBRINOGENO FUNZIONALE	90.64.6_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
EMOGLOBINA [SG]	90.66.7_2	SANGUE INTERO	PROVETTA EDTA TAPPO VIOLA	7
MUTAZIONE FATTORE II (PROTROMBINA)	G1.91_0	SANGUE INTERO	PROVETTA EDTA TAPPO VIOLA	15
MUTAZIONE FATTORE V LEIDEN - R506Q	G1.91_0	SANGUE INTERO	PROVETTA EDTA TAPPO VIOLA	15
MUTAZIONE FATTORE V HR2 - H1299R (TEST AL MOMENTO SOSPESO)	G1.91_0	SANGUE INTERO	PROVETTA EDTA TAPPO VIOLA	15
MUTAZIONE GENE MTHFR C677T	G1.91_0	SANGUE INTERO	PROVETTA EDTA TAPPO VIOLA	15

MUTAZIONE GENE MTHFR A1298C	G1.91_0	SANGUE INTERO	PROVETTA EDTA TAPPO VIOLA	15
DIGOSSINA DOSAGGIO	90.17.C_30	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
ANTICORPI ANTI ERITROCITI [TEST DI COOMBS INDIRETTO]	90.49.3_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	U.O.S.D. SIMT
AUTOANTICORPI ANTI ERITROCITI [TEST DI COOMBS DIRETTO]	90.58.2_0	SANGUE INTERO	PROVETTA EDTA TAPPO VIOLA	U.O.S.D. SIMT
GRUPPO SANGUIGNO ABO (Agglutinogeni e Agglutinine) e Rh (D)	90.65.3_0	SANGUE INTERO	PROVETTA EDTA TAPPO VIOLA	U.O.S.D. SIMT
MICOBATTERI DIAGNOSI IMMUNOLOGICA DI INFEZIONE TUBERCOLARE LATENTE [IGRA]	90.99.1_0	PROVETTE DEDICATE (rispettare la sequenza di prelievo)	4 PROVETTE TOTALI CON TAPPO: GRIGIO, VERDE, GIALLO, VIOLA	5
PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	91.49.2_0	N/A	N/A	N/A
PRELIEVO MICROBIOLOGICO	91.49.3_0	N/A	N/A	N/A
IMMUNOFISSAZIONE SIERICA [S] (TIPIZZAZIONE DELLE COMPONENTI MONOCLONALI)	90.69.2_102	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	25
IMMUNOFISSAZIONE URINARIA [U]	90.69.2_103	URINE	FIALA STERILE PER ESAME URINE	25
IMMUNOGLOBULINE - IgM [S]	90.69.4_5	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
IMMUNOGLOBULINE - IgG [S]	90.69.4_6	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
IMMUNOGLOBULINE - IgA [S]	90.69.4_7	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
PROTEINA C ANTICOAGULANTE FUNZIONALE [P]	90.72.2_0	PLASMA SODIO-CITRATO	PROVETTA SODIO-CITRATO TAPPO AZZURRO-CELESTE	5
PROTEINA C REATTIVA (PCR)	90.72.3_2	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2

PROTEINA C REATTIVA (PCR) - [ALTA SENSIB.]	90.72.3_3	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
PROTEINA S LIBERA [P]	90.72.4_0	PLASMA SODIO-CITRATO	PROVETTA SODIO-CITRATO TAPPO AZZURRO-CELESTE	5
RETICOLOCITI. Conteggio	90.74.5_0	SANGUE INTERO	PROVETTA EDTA CON TAPPO VIOLA	2
TEMPO DI PROTROMBINA (PT)	90.75.4_0	PLASMA SODIO-CITRATO	PROVETTA TAPPO AZZURRO-CELESTE	2
TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE ATTIVATA (APTT)	90.76.1_0	PLASMA SODIO-CITRATO	PROVETTA TAPPO AZZURRO-CELESTE	2
RESISTENZA ALLA PROTEINA C ATTIVATA (APCR)	90.77.2_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
TROPONINA I, T	90.82.3_0	PLASMA EPARINATO	PROVETTA EPARINATO TAPPO VERDE	2
VELOCITA' DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE (VES)	90.82.5_0	SANGUE INTERO	PROVETTA EDTA TAPPO VIOLA	2
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA				
ACIDI NUCLEICI DI MICRORGANISMI (BATTERI, VIRUS, MICETI, PROTOZOI) RICERCA SU URINE primo mitto per INFEZ.SESSUALMENTE TRASMESSE. Almeno cinque microrganismi di uno o più gruppi di microrganismi (incluso C.trachomatis, N.gonorrhoeae, T.vaginalis, M.genitalium)	90.83.A_10	URINE	FIALA STERILE PER ESAME URINE	2
ACIDI NUCLEICI DI MICRORGANISMI (BATTERI, VIRUS, MICETI, PROTOZOI) RICERCA SU TAMPONE uretrale per INFEZ.SESSUALMENTE TRASMESSE. Almeno cinque microrganismi di uno o più gruppi di microrganismi (incluso C.trachomatis, N.gonorrhoeae, T.vaginalis, M.genitalium)	90.83.A_5	TAMPONE URETRALE	TAMPONE STERILE DEDICATO (TAPPO ROSA)	10

ACIDI NUCLEICI DI MICRORGANISMI (BATTERI, VIRUS, MICETI, PROTOZOI) RICERCA SU TAMPONE vaginale/cervicale per INFEZ.SESSUALMENTE TRASMESSE. Almeno cinque microrganismi di uno o più gruppi di microganismi (incluso C.trachomatis, N.gonorrhoeae, T.vaginalis, M.genitalium)	90.83.A_6	TAMPONE CERVICALE-VAGINALE	TAMPONE STERILE DEDICATO (TAPPO ROSA)	10
ACIDI NUCLEICI DI MICRORGANISMI (BATTERI, VIRUS, MICETI, PROTOZOI) RICERCA SU TAMPONE oro-faringeo per INFEZ.SESSUALMENTE TRASMESSE. Almeno cinque microrganismi di uno o più gruppi di microganismi (incluso C.trachomatis, N.gonorrhoeae, T.vaginalis)	90.83.A_7	TAMPONE ORO-FARINGEO	TAMPONE STERILE DEDICATO (TAPPO ROSA)	2
ACIDI NUCLEICI DI MICRORGANISMI (BATTERI, VIRUS, MICETI, PROTOZOI) RICERCA SU TAMPONE rettale per INFEZ.SESSUALMENTE TRASMESSE. Almeno cinque microrganismi di uno o più gruppi di microganismi (incluso C.trachomatis, N.gonorrhoeae, T.vaginalis, M.genitalium)	90.83.A_8	TAMPONE RETTALE	TAMPONE STERILE DEDICATO (TAPPO ROSA)	2
BRUCELLE ANTICORPI (Titolazione mediante agglutinazione) [WRIGHT]	90.88.2_2	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	7
CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA TAMP.VAGINALE / CERVICALE	90.90.3_3	TAMPONE CERVICALE-VAGINALE	TAMPONE STERILE DEDICATO (TAPPO ROSA)	10
CLOSTRIDIUM DIFFICILE GDH NELLE FECI RICERCA DIRETTA E RICERCA TOSSINE SE GDH+ (Metodi immunologici o molecolari)	90.90.6_0	FECI	CONTENITORE STERILE PER ESAME FECI	2
ENTEROBIUS VERMICULARIS [OSSIURI] RICERCA MICROSCOPICA. Nelle feci [materiale perianale] su cellophan adesivo (scotch test)	90.93.2_0	FECI	SCOTCH TEST	3
ESAME COLTURALE CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI NAS. Ricerca completa batteri e lieviti patogeni. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma sui patogeni	90.93.3_102	MATRICI VARIE	TAMPONE STERILE DEDICATO (TAPPO AZZURRO)	5
ESAME COLTURALE LIQUIDO NAS. Ricerca completa batteri e lieviti patogeni. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma sui patogeni (include SPERMIOCOLTURA)	90.93.3_108	MATRICI VARIE	CONTENITORE STERILE O TAMPONE STERILE DEDICATO (TAPPO AZZURRO)	5

ESAME COLTURALE -(Escluso batteri anaerobi) MATERIALI BIOLOGICI NAS	90.93.3_110	MATRICI VARIE	TAMPONE STERILE DEDICATO (TAPPO AZZURRO)	5
ESAME COLTURALE - (Escluso batteri anaerobi) ESPETTORATO	90.93.3_114	ESPETTORATO	CONTENITORE STERILE A BARATTOLO	5
ESAME COLTURALE - (Escluso batteri anaerobi) CONGIUNTIVA	90.93.3_115	TAMPONE	TAMPONE STERILE DEDICATO (TAPPO AZZURRO)	5
ESAME COLTURALE - (Escluso batteri anaerobi) MUCOSA ORALE	90.93.3_116	TAMPONE ORALE	TAMPONE STERILE DEDICATO (TAPPO AZZURRO)	5
ESAME COLTURALE - (Escluso batteri anaerobi) TAMPONE FERITA	90.93.3_118	TAMPONE	TAMPONE STERILE DEDICATO (TAPPO AZZURRO)	5
ESAME COLTURALE -(Escluso batteri anaerobi) AURICOLARE	90.93.3_119	TAMPONE AURICOLARE	TAMPONE STERILE DEDICATO (TAPPO AZZURRO)	5
ESAME COLTURALE ESSUDATO ORO-FARINGEO. Ricerca Streptococcus pyogenes [Streptococco beta emolitico gruppo A] ed altri Streptococchi beta emolitici. Se positivo, incluso: identificazione e eventuale antibiogramma	90.93.5_0	TAMPONE ORO-FARINGEO	CONTENITORE STERILE O TAMPONE STERILE DEDICATO (TAPPO AZZURRO)	5
ESAME COLTURALE - TAMPONE NASALE: STAPHYLOCOCCUS AUREUS. Se positivo, incluso: identificazione e valutazione oxacillina-resistenza	90.93.5_5	TAMPONE NASALE	TAMPONE STERILE DEDICATO (TAPPO AZZURRO)	5
ESAME COLTURALE PUS LESIONE ULCERA Ricerca batteri aerobi e lieviti. Incluso: esame microscopico. Se positivo, incluso identificazione e antibiogramma	90.93.K_4	TAMPONE	TAMPONE STERILE DEDICATO (TAPPO AZZURRO)	5
ESAME COLTURALE DELL' URINA [URINOCOLTURA] DA MITTO INTERMEDIO Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni. Incluso: conta batterica	90.94.2_2	URINE	CONTENITORE STEILE PER URINOCOLTURA	4

ESAME COLTURALE DELL' URINA [URINOCOLTURA] DA CATETERE VESCICALE Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni. Incluso: conta batterica	90.94.2_3	URINE	CONTENITORE STEILE PER URINOCOLTURA	4
ESAME COLTURALE DELL' URINA [URINOCOLTURA] DA SACCHETTO PEDIATRICO Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni. Incluso: conta batterica	90.94.2_4	URINE	SACCHETTO PEDIATRICO PER RACCOLTA URINE	4
ESAME COLTURALE DELLE FECI [COPROCOLTURA]. Ricerca Salmonelle, Shigelle e Campylobacter Escluso: E.coli enteropatogeni, Yersinia, Vibrio cholerae	90.94.3_0	FECI	CONTENITORE STERILE PER ESAME FECI	4
HELICOBACTER PYLORI ANTIGENE NELLE FECI RICERCA DIRETTA	90.94.C_0	FECI	CONTENITORE STERILE PER ESAME FECI	2
LEGIONELLA PNEUMOPHILA ANTIGENE URINARIO RICERCA DIRETTA (EIA o Immunocromatografico)	90.95.5_0	URINE	CONTENITORE STEILE PER URINOCOLTURA	2
MICETI RICERCA IN MATERIALI BIOLOGICI DIVERSI -NAS. Incluso: esame microscopico ed esame culturale. Se positivo, incluso identificazione	90.98.4_2	MATRICI VARIE	CONTENITORE STERILE O TAMPONE STERILE DEDICATO (TAPPO AZZURRO)	4
MICETI RICERCA - ASPIRATO TRACHEO-BRONCHIALE. Incluso: esame microscopico ed esame culturale. Se positivo, incluso identificazione	90.98.4_4	ASPIRATO TRACHEO-BRONCHIALE	CONTENITORE STERILE A BARATTOLO	5
MICETI RICERCA - MUCOSA ORALE. Incluso: esame microscopico ed esame culturale. Se positivo, incluso identificazione	90.98.4_5	TAMPONE	TAMPONE STERILE DEDICATO (TAPPO AZZURRO)	5

MICETI RICERCA - ESPETTORATO. Incluso: esame microscopico ed esame colturale. Se positivo, incluso identificazione	90.98.4_6	ESPETTORATO	CONTENITORE STERILE A BARATTOLO	5
MICETI RICERCA - ESSUDATO. Incluso: esame microscopico ed esame colturale. Se positivo, incluso identificazione	90.98.4_7	TAMPONE	TAMPONE STERILE DEDICATO (TAPPO AZZURRO)	5
NEISSERIA GONORRHOEAE ESAME COLTURALE - TAMPONE CERVICALE. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma	91.03.5_3	TAMPONE CERVICALE	TAMPONE STERILE DEDICATO (TAPPO AZZURRO)	5
NEISSERIA GONORRHOEAE ESAME COLTURALE - TAMPONE RETTALE. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma	91.03.5_5	TAMPONE RETTALE	TAMPONE STERILE DEDICATO (TAPPO AZZURRO)	5
NEISSERIA GONORRHOEAE ESAME COLTURALE - TAMPONE URETRALE. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma	91.03.5_6	TAMPONE URETRALE	TAMPONE STERILE DEDICATO (TAPPO AZZURRO)	5
NEISSERIA MENINGITIDIS ESAME COLTURALE IN MATERIALI BIOLOGICI NAS. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma	91.04.1_102	LIQUOR O TAMPONE FARINGEO	CONTENITORE STERILE O TAMPONE STERILE DEDICATO (TAPPO AZZURRO)	5
PARASSITI [ELMINTI, PROTOZOI, ECTOPARASSITI] IN MATERIALI BIOLOGICI NAS - ESAME MACROSCOPICO E MICROSCOPICO	91.04.5_0	MATRICI VARIE	CONTENITORE STERILE DEDICATO	3
PARASSITI INTESTINALI [ELMINTI, PROTOZOI] RICERCA MACROSCOPICA E MICROSCOPICA	91.04.6_0	FECI	CONTENITORE STERILE PER ESAME FECI	3
PARASSITI INTESTINALI [PROTOZOI] RICERCA MICROSCOPICA	91.05.2_0	FECI	CONTENITORE STERILE PER ESAME FECI	3

STREPTOCOCCO AGALACTIAE ESAME COLTURALE. TAMPONE VAGINALE	91.08.4_2	TAMPONE VAGINALE	CONTENITORE STERILE O TAMPONE STERILE DEDICATO (TAPPO AZZURRO)	4
STREPTOCOCCO AGALACTIAE ESAME COLTURALE. TAMPONE PERIANALE	91.08.4_3	TAMPONE PERIANALE	CONTENITORE STERILE O TAMPONE STERILE DEDICATO (TAPPO AZZURRO)	4
STREPTOCOCCO ANTICORPI ANTI ANTISTREPTOLISINA-O [T.A.S.]	91.08.5_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
TOXOPLASMA ANTICORPI IgG e IgM. Incluso: Test di Avidità delle IgG se IgG positive e IgM positive o dubbie. Incluso: eventuali IgA e Immunoblotting	91.09.D_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
TREPONEMA PALLIDUM sierologia della sifilide. Anticorpi EIA/CLIA e/o TPHA [TPPA] più VDRL [RPR]	91.10.B_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
VIRUS CITOMEGALOVIRUS(CMV) ANTICORPI IgG e IgM. Incluso: Test di Avidità delle IgG se IgG positive e IgM positive o dubbie ed eventuale Immunoblotting.	91.15.F_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
VIRUS EPATITE A [HAV] ANTICORPI IgG e IgM per sospetta infezione acuta	91.17.6_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBeAg	91.18.2_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBsAg	91.18.3_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBeAg	91.18.4_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBsAg QUALITATIVO	91.18.5_2	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
VIRUS HBV [HBV] REFLEX. ANTIGENE HBsAg + ANTICORPI anti HBsAg + ANTICORPI anti HBeAg.	91.18.6_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
VIRUS EPATITE C [HCV] ANALISI QUANTITATIVA DI HCV RNA	91.19.4_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5

VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI	91.19.5_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI EBNA + VCA IgG + VCA IgM. Incluso: EA in caso di VCA IgM positivo o dubbio	91.21.6_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
VIRUS HERPES SIMPLEX TIPO 1 ANTICORPI IgG	91.21.B_2	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
VIRUS HERPES SIMPLEX TIPO 2 ANTICORPI IgG	91.21.B_3	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
VIRUS HERPES SIMPLEX (TIPO 1 e 2) ANTICORPI IgM	91.21.B_4	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
VIRUS IMMUNODEFICENZA ACQUISITA [HIV 1-2] .TEST COMBINATO ANTICORPI E ANTIGENE P24	91.23.F_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
VIRUS MORBILLO ANTICORPI IgG e IgM	91.24.F_2	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
VIRUS MORBILLO ANTICORPI IgG per controllo stato immunitario	91.24.F_3	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
VIRUS ROSOLIA IgG e IgM per sospetta infezione acuta	91.26.D_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgG per controllo stato immunitario	91.26.E_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	5
ALLERGENI				
c1 PENICILLINA G	90.68.1_202	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
c2 PENICILLINA V	90.68.1_203	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
c5 AMPICILLINA	90.68.1_204	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12

c6 AMOXICILLINA	90.68.1_205	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
d1 DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS (HOUSE DUST MITE)	90.68.1_207	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
d2 DERMATOPHAGOIDES FARINAE (HOUSE DUST MITE)	90.68.1_208	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
d70 ACARUS SIRO (STORAGE MITE)	90.68.1_209	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
d73 GLYCYPHAGUS DOMESTICUS (STORAGE MITE)	90.68.1_210	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
d74 EUROGLYPHUS MAYNEI (HOUSE DUST MITE)	90.68.1_211	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
e1 FORFORA DI GATTO	90.68.1_212	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
e3 FORFORA DI CAVALLO	90.68.1_213	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
e5 FORFORA DI CANE	90.68.1_214	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f1 ALBUME	90.68.1_215	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f2 LATTE	90.68.1_216	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f3 PESCE, MERLUZZO (GADUS MORHUA)	90.68.1_217	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f4 GRANO (TRITICUM AESTIVUM)	90.68.1_218	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f5 SEGALE (SECALE CEREALE)	90.68.1_219	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f6 ORZO (HORDEUM VULGARE)	90.68.1_220	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12

f7 AVENA (AVENA SATIVA)	90.68.1_221	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f8 GRANOTURCO (ZEA MAYS)	90.68.1_222	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f11 GRANO SARACENO (FAGOPYRUM ESCULENTUM)	90.68.1_224	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f12 PISELLI (PISUM SATIVUM)	90.68.1_225	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f13 ARACHIDE (ARACHIS HYPOGAEA)	90.68.1_226	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f14 SEMI DI SOIA (GLYCINE MAX)	90.68.1_227	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f15 FAGIOLI BIANCHI (PHASEOLUS VULGARIS)	90.68.1_228	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f17 NOCCIOLA (CORYLUS AVELLANA)	90.68.1_229	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f18 NOCE BRASILIANA (BERTHOLLETIA EXCELSA)	90.68.1_230	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f20 MANDORLA (AMYGDALUS COMMUNIS)	90.68.1_231	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f25 POMODORO (LYCOPERSICON LYCOPERSICUM)	90.68.1_232	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f24 GAMBERO (PANDALUS BOREALIS, PENAEUS MONODON)	90.68.1_233	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f26 CARNE DI MAIALE (SUS SPP.)	90.68.1_234	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f27 CARNE DI BUE (BOS SPP.)	90.68.1_235	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f33 ARANCIA (CITRUS SINENSIS)	90.68.1_237	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12

f35 PATATA (SOLANUM TUBEROSUM)	90.68.1_238	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f40 TONNO (THUNNUS ALBACARES)	90.68.1_240	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f41 SALMONE (SALMO SALAR)	90.68.1_241	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f44 FRAGOLA (FRAGARIA VESCA)	90.68.1_242	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f45 LIEVITO (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)	90.68.1_243	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f47 AGLIO (ALLIUM SATIVUM)	90.68.1_244	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f48 CIPOLLA (ALLIUM CEPA)	90.68.1_245	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f49 MELA (MALUS X DOMESTICA)	90.68.1_246	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f75 TUORLO	90.68.1_247	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f79 GLUTINE	90.68.1_248	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f80 ARAGOSTA (HOMARUS GAMMARUS)	90.68.1_249	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f83 CARNE DI POLLO (GALLUS SPP.)	90.68.1_250	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f84 KIWI (ACTINIDIA DELICIOSA)	90.68.1_251	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f92 BANANA (MUSA SPP.)	90.68.1_254	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f93 CACAO (THEOBROMA CACAO)	90.68.1_255	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12

f94 PERA (PYRUS COMMUNIS)	90.68.1_256	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f95 PESCA (PRUNUS PERSICA)	90.68.1_257	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f202 ANACARDIO (ANACARDIUM OCCIDENTALE)	90.68.1_258	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f210 ANANAS (ANANAS COMOSUS)	90.68.1_259	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f213 CARNE DI CONIGLIO (ORYCTOLAGUS SPP.)	90.68.1_260	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f242 CILIEGIA (PRUNUS AVIUM)	90.68.1_261	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f237 ALBICOCCA (PRUNUS ARMENIACA)	90.68.1_262	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f256 NOCE (JUGLANS SPP.)	90.68.1_264	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f284 CARNE DI TACCHINO (MELEAGRIS GALLOPAVO)	90.68.1_265	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f337 SOGLIOLA (SOLEA SOLEA)	90.68.1_266	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
g2 ERBA CANINA (CYNODON DACTYLON)	90.68.1_268	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
g3 ERBA MAZZOLINA (DACTYLIS GLOMERATA)	90.68.1_269	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
g5 LOGLIERELLA (LOLIUM PERENNE)	90.68.1_271	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
g6 CODA DI TOPO (PHLEUM PRATENSE)	90.68.1_272	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
g8 GRAMIGNA DEI PRATI (POA PRATENSIS)	90.68.1_274	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12

g9 ERBA CANNUCCIA (AGROSTIS STOLONIFERA)	90.68.1_275	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
g10 CANNARECCHIA (SORGHUM HALEPENSE)	90.68.1_276	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
g11 PALEO (BROMUS INERMIS)	90.68.1_277	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
g13 BARBAGIONA (HOLCUS LANATUS)	90.68.1_279	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
g14 AVENA (AVENA SATIVA) ALL.RESPIRATORIO	90.68.1_280	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
g15 GRANO (TRITICUM AESTIVUM) ALL.RESPIRATORIO	90.68.1_281	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
g17 PANICO (PASPALUM NOTATUM)	90.68.1_283	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
g70 GRAMIGNA (ELYMUS TRITICOIDES)	90.68.1_284	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
g71 PHALARIS ARUNDINACEA	90.68.1_285	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
g202 MAIS (ZEA MAYS) ALL.RESPIRATORIO	90.68.1_287	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
i1 APE (APIS MELLIFERA)	90.68.1_288	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
i3 GIALLONE (VESPULA SPP.)	90.68.1_289	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
i4 VESPA (POLISTES SPP.)	90.68.1_290	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
k82 LATTICE (HEVEA BRASILIENSIS)	90.68.1_294	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
m2 CLADOSPORIUM HERBARUM	90.68.1_296	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12

m3 ASPERGILLUS FUMIGATUS	90.68.1_297	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
m4 MUCOR RACEMOSUS	90.68.1_298	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
m5 CANDIDA ALBICANS	90.68.1_299	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
m6 ALTERNARIA ALTERNATA	90.68.1_300	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
m7 BOTRYTIS CINEREA	90.68.1_301	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
m209 PENICILLIUM GLABRUM	90.68.1_305	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
p4 ANISAKIS	90.68.1_307	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
t3 BETULLA (BETULA VERRUCOSA)	90.68.1_309	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
t4 NOCCIOLO (CORYLUS AVELLANA)	90.68.1_310	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
t9 OLIVO (OLEA EUROPAEA)	90.68.1_311	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
t11 PLATANO (PLATANUS ACERIFOLIA)	90.68.1_312	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
t12 SALICE (SALIX CAPREA)	90.68.1_313	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
t14 PIOPPA (POPULUS DELTOIDES)	90.68.1_314	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
t19 ACACIA LONGIFOLIA	90.68.1_317	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
t23 CIPRESSO MEDITERRANEO (CUPRESSUS SEMPERVIRENS)	90.68.1_318	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12

t70 GELSO BIANCO (MORUS ALBA)	90.68.1_321	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
t201 ABETE ROSSO (PICEA EXCELSA)	90.68.1_322	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
t205 SAMBUCO (SAMBUCUS NIGRA)	90.68.1_324	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
w1 AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA (AMBROSIA ELATIOR)	90.68.1_330	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
w2 AMBROSIA PSILOSTACHYA	90.68.1_331	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
w3 AMBROSIA TRIFIDA	90.68.1_332	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
w5 ASSENZIO (ARTEMISIA ABSINTHIUM)	90.68.1_333	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
w6 ASSENZIO SELVATICO (ARTEMISIA VULGARIS)	90.68.1_334	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
w7 MARGHERITA DEI PRATI (CHRYSANTHEMUM LEUCANTHEMUM)	90.68.1_335	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
w9 LANCIUOLA (PLANTAGO LANCEOLATA)	90.68.1_337	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
w19 ERBA VETRIOLA (PARIETARIA OFFICINALIS)	90.68.1_344	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
w20 ORTICA COMUNE (URTICA DIOICA)	90.68.1_345	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
w21 PARIETARIA JUDAICA	90.68.1_346	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
IgE TOTALI	90.68.3_0	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	2
e222 Sus s Pig, SIERO ALBUMINA DI MAIALE	90.68.A_15	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12

f76 Bos d 4, ALFA-LATTOALBUMINA, latte	90.68.A_26	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f77 Bos d 5, BETA-LATTOGLOBULINA, Latte	90.68.A_27	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12
f78 Bos d 8, CASEINA, Latte	90.68.A_28	SIERO	PROVETTA CON GEL TAPPO ROSSO-GIALLO-RUGGINE-ROSA	12