



RICHIESTA GUANTI PER LA PREPARAZIONE ANTIBLASTICI E SALA OPERATORIA

LOTTO	DESCRIZIONE	CND	FABB. 12 MESI	NOTE
1	Guanti sterili in nitrile, monouso, sterile latex free deproteinati e privi di polvere lubrificante con superficie inferiore antiscivolo, rinforzati sui polpastrelli e sul palmo della mano (con spessore sulle dita superiore a 0,25 mm) sufficientemente lunghi da essere sempre indossati sopra i polsini dei camici (polsino lunghezza ≥ 10 cm con bordi anti-arrotolamento), spessi, buona elasticità e sensibilità tattile, devono essere testati alla permeabilità delle sostanze citotossiche maggiormente adoperate e devono indicare per ogni sostanza i relativi tempi di protezione. Testati per almeno cinque chemioterapici. Livello di prestazione ≥ 3 su almeno 5 sostanze comprese tra ciclofosfamide, metotrexate, vincristina solfato, daunorubicina, fluorouracile, adriamicinacloridrato, doxorubicina e carmustina. Devono rispondere alla conformità UNI EN 420 - UNI EN 374 parti 1 2 3 relative alla protezione da agenti chimici, alla DIR. 93/42/CEE, alla DIR. 2007/47/CEE relativi ai dispositivi medici e alla DIR. 89/686/CEE in quanto trattasi di DPI in categoria III e devono possedere la marcatura CE in corso di validità da parte di organismo notificato. Ogni paio di guanti deve essere sigillato in confezione singola e sterile a doppio involucro: interno ed esterno e consentire l'estrazione di un guanto alla volta per permettere la vestizione asettica. Misura 6	9999999	10.000	
1	Guanti sterili in nitrile, monouso, sterile latex free deproteinati e privi di polvere lubrificante con superficie inferiore antiscivolo, rinforzati sui polpastrelli e sul palmo della mano (con spessore sulle dita superiore a 0,25 mm) sufficientemente lunghi da essere sempre indossati sopra i polsini dei camici (polsino lunghezza ≥ 10 cm con bordi anti-arrotolamento), spessi, buona elasticità e sensibilità tattile, devono essere testati alla permeabilità delle sostanze citotossiche maggiormente adoperate e devono indicare per ogni sostanza i relativi tempi di protezione. Testati per almeno cinque chemioterapici. Livello di prestazione ≥ 3 su almeno 5 sostanze comprese tra ciclofosfamide, metotrexate, vincristina solfato, daunorubicina, fluorouracile, adriamicinacloridrato, doxorubicina e carmustina. Devono rispondere alla conformità UNI EN 420 - UNI EN 374 parti 1 2 3 relative alla protezione da agenti chimici, alla DIR. 93/42/CEE, alla DIR. 2007/47/CEE relativi ai dispositivi medici e alla DIR. 89/686/CEE in quanto trattasi di DPI in categoria III e devono possedere la marcatura CE in corso di validità da parte di organismo notificato. Ogni paio di guanti deve essere sigillato in confezione singola e sterile a doppio involucro: interno ed esterno e consentire l'estrazione di un guanto alla volta per permettere la vestizione asettica. Misura 7	9999	10.000	

1	<p>Guanti sterili in nitrile, monouso, sterile latex free deproteinati e privi di polvere lubrificante con superficie inferiore antiscivolo, rinforzati sui polpastrelli e sul palmo della mano (con spessore sulle dita superiore a 0,25 mm) sufficientemente lunghi da essere sempre indossati sopra i polsini dei camici (polsino lunghezza ≥ 10 cm con bordi anti-arrotolamento), spessi, buona elasticità e sensibilità tattile, devono essere testati alla permeabilità delle sostanze citotossiche maggiormente adoperate e devono indicare per ogni sostanza i relativi tempi di protezione. Testati per almeno cinque chemioterapici. Livello di prestazione ≥ 3 su almeno 5 sostanze comprese tra ciclofosfamide, metotrexate, vincristina solfato, daunorubicina, fluorouracile, adriamicinacloridrato, doxorubicina e carmustina. Devono rispondere alla conformità UNI EN 420 - UNI EN 374 parti 1 2 3 relative alla protezione da agenti chimici, alla DIR. 93/42/CEE, alla DIR. 2007/47/CEE relativi ai dispositivi medici e alla DIR. 89/686/CEE in quanto trattasi di DPI in categoria III e devono possedere la marcatura CE in corso di validità da parte di organismo notificato. Ogni paio di guanti deve essere sigillato in confezione singola e sterile a doppio involucro: interno ed esterno e consentire l'estrazione di un guanto alla volta per permettere la vestizione asettica. Misura 8</p>	9999	25.000	
1	<p>Guanti sterili in nitrile, monouso, sterile latex free deproteinati e privi di polvere lubrificante con superficie inferiore antiscivolo, rinforzati sui polpastrelli e sul palmo della mano (con spessore sulle dita superiore a 0,25 mm) sufficientemente lunghi da essere sempre indossati sopra i polsini dei camici (polsino lunghezza ≥ 10 cm con bordi anti-arrotolamento), spessi, buona elasticità e sensibilità tattile, devono essere testati alla permeabilità delle sostanze citotossiche maggiormente adoperate e devono indicare per ogni sostanza i relativi tempi di protezione. Testati per almeno cinque chemioterapici. Livello di prestazione ≥ 3 su almeno 5 sostanze comprese tra ciclofosfamide, metotrexate, vincristina solfato, daunorubicina, fluorouracile, adriamicinacloridrato, doxorubicina e carmustina. Devono rispondere alla conformità UNI EN 420 - UNI EN 374 parti 1 2 3 relative alla protezione da agenti chimici, alla DIR. 93/42/CEE, alla DIR. 2007/47/CEE relativi ai dispositivi medici e alla DIR. 89/686/CEE in quanto trattasi di DPI in categoria III e devono possedere la marcatura CE in corso di validità da parte di organismo notificato. Ogni paio di guanti deve essere sigillato in confezione singola e sterile a doppio involucro: interno ed esterno e consentire l'estrazione di un guanto alla volta per permettere la vestizione asettica. Misura 9</p>	9999	5.000	
2	<p>Guanto chirurgico depolverato indicato per tutti gli interventi chirurgici e/o per procedure di manipolazione sterile di antiblastici. Polisoprene sintetico depolverato con rivestimento interno in Polimero Sintetico. Non contiene lattice. Sterilizzato a Raggi Gamma ($SAL 10^{-6}$). Certificato di sterilizzazione disponibile Conforme agli standard: EN 556 1-2, EN ISO 1135-1, EN1137-1-2-3. Misure 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0</p>	T010102	1.000	<p>IL FABBISOGNO STIMATO È PARI A 1.000 PAIA PER OGNI MISURA</p>