

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE		
TEST DIAGNOSTICI PER LA DETERMINAZIONE DELLE DROGHE D'ABUSO E FARMACI SU URINE <u>LOTTO 1</u> <u>TOTALE BASE D'ASTA € 120.000,00</u>		
	Confezionamento/ UNITA' MISURA	QUANTITA' FABBISOGNO 18 MESI
Test multiplo n. 6 determinazioni (formato CUP): oppiacei, thc (cannabinoidi), cocaina, mtd (metadone), buprenorfina, benzodiazepine . Urine di controllo liquide due livelli a matrice umana per droghe d'abuso, livelli negativi e positivi, per valutazione degli analiti. Software che consenta la valutazione e la gestione dei dati relativi al controllo di qualità intra-interlaboratorio dei suddetti test, con elaborazione statistica dei risultati in tempo reale.	NR TEST	12000
Test multiplo n. 8 determinazioni (formato CUP): buprenorfina - oppiacei - thc (cannabinoidi) - amp (anfetamine) - met (metanfetamina) - mdma (extasi) - cocaina - metadone . Urine di controllo liquide due livelli a matrice umana per droghe d'abuso, livelli negativi e positivi, per valutazione degli analiti. Software che consenta la valutazione e la gestione dei dati relativi al controllo di qualità intra-interlaboratorio dei suddetti test, con elaborazione statistica dei risultati in tempo reale.	NR TEST	7500

TEST DIAGNOSTICI PER LA DETERMINAZIONE DELLE DROGHE D'ABUSO E FARMACI SU URINE (CARD PER DISPENSAZIONE) <u>LOTTO 2 TOTALE BASE D'ASTA € 37.500,00</u>		
	Confezionamento/UNITA' A' MISURA	QUANTITA' FABBISOGNO 18 MESI
Test singolo su urina oppiacei	NR TEST	600
Test singolo su urina cocaina	NR TEST	600
Test singolo su urina cannabinoidi	NR TEST	375
Test singolo su urina per metadone	NR TEST	225
Test singolo su urina benzodiazepina	NR TEST	450
Test singolo su urina ad immersione per Ossicodone con cut-of 100 ng/ml	NR TEST	375
Test singolo su urina Ketamina	NR TEST	375
Test singolo cannabinoidi sintetici Pinaca	NR TEST	75
Test singolo cannabinoidi K2	NR TEST	75
Test singolo su urina ETG	NR TEST	12000
Kit sterile per la raccolta facilitata delle urine di: - Elemento convogliatore in plastica imbutiforme, custodito all'interno di un'unica confezione che garantisca la completa sterilità del dispositivo - Contenitore urina sterile, da 90ml che si raccordi ermeticamente con il convogliatore, custodito all'interno di un'unica confezione che garantisca la completa sterilità del dispositivo, comprensivo di etichetta identificatrice .	Pezzi	1500

IN CASO DI AGGIUDICAZIONE INCLUDERE NR. 3 LETTORI OTTICI SCANNER IN COMODATO D'USO IN MODO DA POTER LEGGERE LE BARRETTE E REFERTARE LA RISPOSTA
Il lettore ottico è un semplice monoblocco con finestrella dove si inserisce il rivelatore di cataboliti . Collegato al pc, con specifico programma di gestione, scannerizza e produce un "referto" stampabile così da essere incluso nella cartella clinica
Per test multiplo si intende il CUP che ha la chiavetta di attivazione e il controllo della temperatura. I CUP da 6 e da 8 devono possedere parametri di adulterazione delle urine.

Il fabbisogno annuale totale è espresso in numero di test (e non a confezione)

SISTEMA DI VALUTAZIONE QUALITATIVA NON INVASIVO DEI METABOLITI DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI SU SUDORE PRESENTE SULLA IMPRONTA DIGITALE E SUOI AGGIORNAMENTI <u>LOTTO 3 TOT. BASE</u> D'ASTA € 45.000,00	Confezionamento/ UNITA' MISURA	QUANTITA' FABBISOGNO 18 MESI
Il sistema deve essere composto da una card utilizzabile alla raccolta del sudore testabile e da un analizzatore ad immunofluorescenza della card predetta. Le card devono essere provviste di finestra di campionamento per accogliere la matrice sudorifica del polpastrello, una soluzione di tampone integrata ed una chiusura antimanomissione a garanzia della catena di custodia. Card per la rilevazione nel sudore di: THC - COCAINA - OPIACEI - ANFETAMINA . L'analizzatore ad immunofluorescenza per i sistemi di rilevazione su sudore deve essere provvisto di software integrato e di stampante portatile necessaria alla refertazione oggettiva su carta termica adesiva del risultato del test.	TEST	375
Il sistema deve essere composto da una card utilizzabile alla raccolta del sudore testabile e da un analizzatore ad immunofluorescenza della card predetta. Le card devono essere provviste di finestra di campionamento per accogliere la matrice sudorifica del polpastrello, una soluzione di tampone integrata ed una chiusura antimanomissione a garanzia della catena di custodia. Card per la rilevazione nel sudore di: METADONE - BENZODIAZEPINE - OPIACEI - BUPRENORFINA . L'analizzatore ad immunofluorescenza per i sistemi di rilevazione su sudore deve essere provvisto di software integrato e di stampante portatile necessaria alla refertazione oggettiva su carta termica adesiva del risultato del test.	TEST	375