

		BURKE & BURKE SPA														
2_NASO CANNULA PER ALTI FLUSSI		PUNTEGGIO MASSIMO CRITERIO	VALORI DELLA PREFERENZA	PUNTEGGIO DI PREFERENZA	MOTIVAZIONI	VALORI DELLA PREFERENZA	PUNTEGGIO DI PREFERENZA	MOTIVAZIONI	VALORI DELLA PREFERENZA	PUNTEGGIO DI PREFERENZA	MOTIVAZIONI	MEDIA PUNTEGGI DI PREFERENZA	COEFFICIENTE DA ATTRIBUIRE	PUNTEGGIO		
Caratteristiche materiale di consumo	Sterilità: descrizione del metodo di sterilizzazione (ad esempio, Ossido di Etilene, raggi gamma)	2	BUONO	4	CORRISPONDE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE	BUONO	4	CORRISPONDE ALLE CARATTERISTICHE	BUONO	4	CORRISPONDE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE SECONDO LA NORMATIVA	4,00	0,80	1,60		
	Biocompatibilità: specificare il materiale utilizzato e le sue caratteristiche di biocompatibilità al fine di non causare reazioni tossiche, allergiche o infiammatorie.	3	BUONO	4	CORRISPONDE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE	BUONO	4	CORRISPONDE ALLE CARATTERISTICHE	BUONO	4	ATOSSICO	4,00	0,80	2,40		
	Design: Le cannule devono avere un design anatomico che si adatti in modo confortevole alle narici del paziente, riducendo la pressione e prevenendo lesioni da decubito: descrivere la cannula e specificare tutti gli accorgimenti utilizzati a tale scopo	6	OTTIMO	5	CORRISPONDE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE	OTTIMO	5	CORRISPONDE ALLE CARATTERISTICHE	OTTIMO	5	MANEGGEVOLI	5,00	1,00	6,00		
Caratteristiche migliorative aggiuntive	Range di flusso supportato (almeno 60 L/min) per garantire la compatibilità con i ventilatori ad alto flusso	6	OTTIMO	5	CORRISPONDE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE	OTTIMO	5	CORRISPONDENTE	OTTIMO	5	RISPONDENTE AI REQUISITI	5,00	1,00	6,00		
	descrivere il sistema di aggancio sicuro e di anti-sfilamento accidentale	3	BUONO	4	PROVVISTO DI TUTTI I SISTEMI DI FISSAGGIO ADEGUATI	BUONO	4	PROVVISTO DEI SISTEMI DI FISSAGGIO	BUONO	4	SISTEMA DI AGGANCO ADEGUATO	4,00	0,80	2,40		
	connettività universale (maggior numero di modelli standard con lo stesso cavo): specificare	2	BUONO	4	'PER BUONA COMPATIBILITA'	BUONO	4	COMPATIBILE SULLA MAGGIOR PARTE DEI MODELLI	BUONO	4	COMPATIBILE SU MOLTI MODELLI	4,00	0,80	1,60		
	specificare e descrivere il supporto per uso su pazienti neonatali/pediatri (versione soft tip, ear, clip, wrap)	4	BUONO	4	PER PRESENZA DI FISSAGGIO CONFORTEVOLE	BUONO	4	PER PRESENZA DI FISSAGGIO IDROCOLLOIDE	BUONO	4	IDROCOLLOIDE RENDE SOPPORTABILE LE CANNULE	4,00	0,80	3,20		
	facilità di pulizia e disinfezione, parti eventualmente rimovibili: descrivere	5	BUONO	4	DI FACILE PULIZIA	BUONO	4	FACILITA' DI PULIZIA	BUONO	4	IL MONOUSO ASSICURA L'INTERRUZIONE DELLA CATENA DEL	4,00	0,80	4,00		
Servizio di assistenza tecnica	garanzia estesa o opzioni di estensione	2	OTTIMO	5	SOSTITUZIONE IMMEDIATA	OTTIMO	5	SOSTITUZIONE MATERIALE NON FUNZIONANTE	BUONO	4	PERMETTE ALTO RENDIMENTO DEGLI ALTI FLUSSI PERCHE' SEMPRE DISPONIBILI	4,67	0,93	1,87		
	supporto e compatibilità tecnico iniziale	2	OTTIMO	5	PER PRESENZA SPECIALIST	OTTIMO	5	FORMAZIONE DEL PERSONALE GARANTITA	BUONO	4	PERMETTE ALTO RENDIMENTO DEGLI ALTI FLUSSI PERCHE' SEMPRE DISPONIBILI	4,67	0,93	1,87		
	capacità di consegna rapida e disponibilità a servizio di sostituzione immediata in caso di difetto del materiale	4	OTTIMO	5	DISPONIBILITA' IMMEDIATA	OTTIMO	5	DISPONIBILITA' IMMEDIATA	OTTIMO	5	PERMETTE ALTO RENDIMENTO DEGLI ALTI FLUSSI PERCHE' SEMPRE DISPONIBILI	5,00	1,00	4,00		
	supporto normativo documentale per audit e certificazioni (ISO, CE)	2	OTTIMO	5	RISPETTA LA NORMATIVA	OTTIMO	5	RISPETTA LA NORMATIVA PRESENTE	BUONO	4	PRESENTI SECONDO LEGGE	4,67	0,93	1,87		
	Reperibilità telefonica per emergenze e urgenze connesse al materiale di consumo	2	OTTIMO	5	RISPETTA LA NORMATIVA	OTTIMO	5	REPERIBILITA' TELEFONICA IN OGNI MOMENTO	OTTIMO	5	PRESENTI SECONDO LEGGE	5,00	1,00	2,00		
Prova Pratica	verrà valutata, attraverso la prova pratica: la rispondenza a quanto dichiarato in offerta tecnica, la qualità del materiale utilizzato, il design e l'ergonomia, la possibilità di scelta sulla tipologia della cannula, bassa resistenza al flusso per minimizzare lo sforzo respiratorio del paziente, metodo di identificazione e tutti gli accorgimenti e le migliori utilizzate e offerte, (si richiederà la fornitura di campioni per testare il prodotto in ambito clinico prima dell'aggiudicazione per valutare l'ergonomia del sistema, della maneggevolezza e idoneità concreta e conformità ai requisiti sotto il profilo tecnico e funzionale)	27	OTTIMO	5	PRESENZA DEVICE PED. + ADULTO	OTTIMO	5	PRESENZA MISURE PED E AD	OTTIMO	5	CONFORME	5,00	1,00	27,00		
		70													65,80	AMMESSO