

		BURKE & BURKE SPA												
9_SISTEMA DI nebulizzazione a membrana vibrante		PUNTEGGIO MASSIMO CRITERIO	VALORI DELLA PREFERENZA	PUNTEGGIO DI PREFERENZA	MOTIVAZIONI	VALORI DELLA PREFERENZA	PUNTEGGIO DI PREFERENZA	MOTIVAZIONI	VALORI DELLA PREFERENZA	PUNTEGGIO DI PREFERENZA	MOTIVAZIONI	MEDIA PUNTEGGI DI PREFERENZA	COEFFICIENTE DA ATTRIBUIRE	PUNTEGGIO
caratteristiche	autonomia di funzionamento	4	DISCRETO	3	FINO A 6 ORE CON SIST USB	BUONO	4	FINO A 6 ORE CON SISTEMA COMANDO USB	BUONO	4	ILLIMITATO CON COMANDO PRO-X	3,67	0,73	2,93
	membrana di lunga durata almeno 28 gg con 4 applicazioni al giorno, o sostituibile	3	OTTIMO	5	OK CONFERMATO	OTTIMO	5	CONFERMATO	OTTIMO	5	CONFERMATO	5,00	1,00	3,00
	Tempi di nebulizzazione rapidi (< 10 min per 2 ml)	5	OTTIMO	5	CONFERMATO	OTTIMO	5	CONFERMATO NEI RANGE	OTTIMO	5	RISPONDENTE ALLA RICHIESTA	5,00	1,00	5,00
	nebulizzazione continua vs a demand, specificare la modalità di nebulizzazione (continua o on demand)	2	OTTIMO	5	RISPONDENTE A QUANTO RICHIESTO DAL CAPITOLATO	OTTIMO	5	DEMAND PER PZ SVEGLI	OTTIMO	5	RISPONDENTE ALLA RICHIESTA	5,00	1,00	2,00
	possibilità di utilizzo anche per pazienti allettati	2	OTTIMO	5	RISPONDENTE A QUANTO RICHIESTO DAL CAPITOLATO	OTTIMO	5	Si	OTTIMO	5	RISPONDENTE A QUANTO RICHIESTO DAL CAPITOLATO	5,00	1,00	2,00
	possibilità connessione maschera sia adulti che pediatrica per l'ampolla del farmaco	2	OTTIMO	5	RISPONDENTE A QUANTO RICHIESTO DAL CAPITOLATO	OTTIMO	5	RISPONDENTE A QUANTO RICHIESTO	OTTIMO	5	RISPONDENTE A QUANTO RICHIESTO DAL CAPITOLATO	5,00	1,00	2,00
	Frazione respirabile (< 5 µm ≥ 60%)	3	OTTIMO	5	RISPONDENTE A QUANTO RICHIESTO DAL CAPITOLATO	OTTIMO	5	RISPONDENTE A QUANTO RICHIESTO	OTTIMO	5	RISPONDENTE A QUANTO RICHIESTO DAL CAPITOLATO	5,00	1,00	3,00
	possesto della conformità a ISO 27427:2013 (nebulizzatori)	1	OTTIMO	5	RISPONDENTE A QUANTO RICHIESTO DAL CAPITOLATO	OTTIMO	5	RISPONDENTE A QUANTO RICHIESTO	OTTIMO	5	RISPONDENTE A QUANTO RICHIESTO DAL CAPITOLATO	5,00	1,00	1,00
ergonomia e usabilità	facilità di impugnatura, facilità di montaggio e smontaggio,interfaccia intuitiva	2	OTTIMO	5	RISPONDENTE A QUANTO RICHIESTO DAL CAPITOLATO	OTTIMO	5	RISPONDENTE A QUANTO RICHIESTO	OTTIMO	5	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RILEVATE DAL CAPITOLATO	5,00	1,00	2,00
	Peso contenuto (< 200 g).	2	OTTIMO	5	RISPONDENTE A QUANTO RICHIESTO DAL CAPITOLATO	OTTIMO	5	RISPONDENTE A QUANTO RICHIESTO	OTTIMO	5	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RILEVATE DAL CAPITOLATO	5,00	1,00	2,00
	presenza di segnalazione fine nebulizzazione	1	OTTIMO	5	RISPONDENTE A QUANTO RICHIESTO DAL CAPITOLATO	OTTIMO	5	RISPONDENTE A QUANTO RICHIESTO	OTTIMO	5	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RILEVATE DAL CAPITOLATO	5,00	1,00	1,00
	possibilità di utilizzo anche in emergenza	1	OTTIMO	5	RISPONDENTE A QUANTO RICHIESTO DAL CAPITOLATO	OTTIMO	5	RISPONDENTE A QUANTO RICHIESTO	OTTIMO	5	RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RILEVATE DAL CAPITOLATO	5,00	1,00	1,00
igiene e manutenzione	Facilità di pulizia delle parti a contatto con il farmaco e Resistenza a cicli multipli di disinfezione e Resistenza a soluzioni disinfettanti standard	1	OTTIMO	5	OK CONFERMATO	OTTIMO	5	OK	OTTIMO	5	FACILITA' DI PULIZIA	5,00	1,00	1,00
	Componenti smontabili senza strumenti e Ridotto rischio di intasamento della membrana.	1	OTTIMO	5	OK CONFERMATO	OTTIMO	5	OK	OTTIMO	5	CONFERMATO	5,00	1,00	1,00

