

LOTTO N. 2 EMATOLOGIA

	DASIT					SYSMEX						
	CRITERIO	punti max	PUNTEGGIO DI PREFERENZA	coefficiente riportato a 0-1	punti assegnati	MOTIVAZIONI	CRITERIO	punti max	PUNTEGGIO DI PREFERENZA	coefficiente riportato a 0-1	punti assegnati	MOTIVAZIONI
1. Caratteristiche del progetto in termini organizzativi, TAT, sicurezza per gli operatori e non ultimo le modalità di installazione con particolare riguardo alla continuità operativa. Gestione del Controllo di Qualità in completa automazione e delle operazioni di manutenzione ordinaria (documentare).	D	8	1	0,2	1,60	non è previsto nessun modulo aggiuntivo per la gestione controlli qualità TAT dichiarato come ridotto al minimo ma senza analisi dettagliate	D	8	5,00	1,00	8,00	
2. Conteggio di WBC, RBC, PLT con almeno due tecnologie o canali di misura. Si per WBC, RBC, PLT = 3 punti Si per una o due popolazioni cellulari = 1 punto No = 0 punti	Q/T	3	NA		3,00		Q/T	3	NA		3,00	
3. Canale dedicato per la lettura di cellule leucocitarie patologiche. La ditta dovrà documentare e dettagliare ogni caratteristica evidenziando eventuali brevetti, e fornendo riferimenti per eventuali lavori scientifici	D	5	5	1	5,00		D	5	5,00	1,00	5,00	
4. Formula leucocitaria con metodologie in citochimica enzimatica	T	5	NA		0,00	non è prevista la formula leucoc. Con l'impiego della metodica in citochimica enzimatica	T	5	NA		0,00	non è prevista la formula leucocitaria con l'impiego della metodica in citochimica enzimatica
5. Sistemi proposti in catena tramite collegamento fisico tra gli analizzatori con un unico punto di carico e scarico	T	8	NA		8,00		T	8	NA		8,00	
6. Per i soli Presidi di Tivoli e Colliero collegamento fisico del coloratore - strisciante e del lettore delle immagini agli analizzatori ematologici	T	4	NA		4,00		T	4	NA		4,00	
7. Possibilità di eseguire il conteggio delle piastrine reticolate, con parametri certificati per la referazione Parametro certificato FDA e IVD = 3 punti Parametro CE = 1 punto Assenza = 0 punti	D	3	1	0,2	0,60	per i Presidi di Tivoli e Colliero il sistema proposto esegue il conteggio delle piastrine reticolate con parametro IPF certificato CE	D	3	5,00	1,00	3,00	
8. Minimo volume aspirato da provetta chiusa < a 90 ul 3 punti Tra 91 e 120 ul 2 punti < a 120 0 punti	Q/T	3	NA		3,00		Q/T	3	NA		3,00	
9. Programma dedicato e certificato FDA per il conteggio dei liquidi biologici senza nessun pretrattamento e senza impiego di reagenti aggiuntivi	T	4	NA		0,00	per tutti i Presidi per i sistemi proposti è dichiarato un programma dedicato e certificato solo CE IVD per il conteggio dei liquidi biologici senza nessun pretrattamento e senza impiego dei reagenti aggiuntivi	T	4	NA		4,00	
10. Programma di elaborazione dati interlaboratorio per la gestione del C.Q. proposto certificato ISO IEC 17043:2010	T	3	NA		0,00	non è riportata certificazione ISO17043:2010	T	3	NA		3,00	
11. Controllo di qualità giornaliero completo di tutti i parametri analizzati, emocromo, reticolociti, eritrociti tutti su di una unica fiala	T	5	NA		5,00		T	5	NA		5,00	
12. Possibilità di eseguire l'emocromo tramite campionatore automatico in completa automazione utilizzando microprovette pediatriche	T	2	NA		2,00		T	2	NA		2,00	
13. Caratteristiche del coloratore e strisciante automatico (Tivoli e Colliero) e manuale (Palestrina, Monterotondo e Subiaco)	D	2	1	0,2	0,40	La proposta per Tivoli e Colliero non menziona gli aspetti tecnici che prevedono utilizzo del metanolo puro nella fase di pre-fissazione del vetrino, per i Presidi di Palestrina, Monterotondo e Subiaco per il coloratore proposto nella relazione tecnica non si evincono riferimenti in merito all'utilizzo o meno del metanolo. Nel manuale d'uso ci sono invece riferimenti in merito all'utilizzo del metanolo (pag. 89) reattivo SS048-SS148 e SS148- EU Additivo Aerofix per metanolo con specificate le diluizioni	D	2	5,00	1,00	2,00	
14. Caratteristiche del sistema di acquisizione delle immagini automatico (Tivoli e Colliero) e manuale Palestrina, Monterotondo e Subiaco	D	2	5	1	2,00		D	2	4,00	0,80	1,60	visualizzazione parziale del vetrino
15. Caratteristiche del software di gestione e di validazione	D	2	5	1	2,00		D	2	5,00	1,00	2,00	
16. Possibilità di validare e riclassificare un vetrino ematologico indipendentemente dal Presidio Ospedale della ASL RM 5 dove è ubicato il Medico preposto a farlo	T	5	NA		5,00		T	5	NA		5,00	
17. Servizio post vendita e specialistico	D	3	5	1	3,00		D	3	5,00	1,00	3,00	
18. Assistenza tecnica, modalità operative di intervento e reali tempi di riparazione dichiarati	D	3	1	0,2	0,60	garantisce intervento entro 8 ore - Assistenza non garantita 24 h su 24 h e 7 giorni su 7	D	3	5,00	1,00	3,00	
		70						70				
					45,60						64,60	

